

コラントッテ ネックレス フィオラ

取扱説明書



〈製品についてのお問い合わせは下記まで〉



製造販売元 株式会社コラントッテ
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-26
TEL(06)6258-7350 FAX(06)6258-7360
www.colantotte.jp ☎0120-080-523

MA01_R05

■「ネックレス フィオラ」は医療機器です。


「コラントッテ ネックレス フィオラ」は**医療機器**として認証されています。七宝焼の技術で仕上げた磁石チャームにはそれぞれに130mTのコバルト永久磁石をN極S極交互配列で埋め込んでいます。磁力が装着部位の**血行を改善し、コリを緩和します。**

■ 純チタン採用

金属部分はすべて純チタン採用で、とても軽い着け心地。純チタンは汗や水に強く、錆びにくいので、スポーツシーンでも安心してご使用いただけます。


※使用している純チタンは、通常のご使用において錆びる心配はありません。

■ 製品仕様




Spec : コバルト永久磁石
130mT (1300G) 2個×5 (合計10個) を交互配列
Material : 純チタン、樹脂
Size : フリーサイズ 41~43cm まで (丸カン4個付き)
医療機器認証番号 : 220AGBZX00348000

■ 独自のN極S極交互配列



N極とS極を交互に配列することにより、広範囲に磁力が影響します。これがコラントッテの磁気パワーの特長です。



■ お手入れ方法・ご注意点

- 汚れ等は柔らかい布で拭きとってください。
- 汚れや汗などが付着したまま保管しないでください。
- ぬれた状態で長時間放置しないでください。
- 薬剤や漂白剤は、使用しないでください。
- 製品に、整髪剤・整髪スプレー・化粧品・毛染め剤・香水などが直接付着しないようご注意ください。樹脂部分が変色するおそれがあります。